


LABORATORIO

SERVIZIO UNIFICHE M&T



Il laboratorio fornirà il servizio di unifica cilindri e duplicazione chiavi a tutti i clienti del gruppo Malfatti & Tacchini sui cilindri in gamma


- ➔ Ka
- ➔ MK
- ➔ GMK
- ➔ Tandem
- ➔ Impianto centrale
- ➔ Cambio gorges
- ➔ Ripristino trappola serrature
- ➔ Duplicazione chiavi....**no profili riservati**

SERVIZIO LABORATORIO

IN COSA CONSISTE




Il servizio laboratorio permette di realizzare diversi tipi di impianti sui cilindri a seconda delle esigenze del cliente




IMPIANTO IN KA

Una singola chiave apre più cilindri



IMPIANTO IN MK

Una chiave (1) apre un singolo cilindro e una chiave (2) è passepartout




IMPIANTO IN GMK

Una chiave (1) apre un singolo cilindro, una chiave (2) apre un gruppo di cilindri e una chiave (3) è passepartout


CONTINUA...

SERVIZIO LABORATORIO



IMPIANTO CENTRALE

(Chiavi diverse aprono lo stesso cilindro)
Es. condominio a più scale con ingresso unico






TANDEM

(Sistema padronale)

MODALITÀ FUNZIONAMENTO

ufficiotecnico@tacchini.info - Mail dedicata per:

- Ordini cliente...gli ordini devono essere inseriti tassativamente dal Banco
- Richieste preventivi
- Richieste info su lavorazioni
- Raccolta ordine o preventivo tramite modulo
- Duplicazione chiave da tessera è obbligatorio
- Foto chiave con cifratura
- Foto tessera con codice
- Unifiche con chiave campione su tessera/codice bisogna considerare il costo della chiave grezza ed il costo della lavorazione della stessa
- Unifica su base di chiavi piatte a campione possibile solo con chiave **originale**

COMPONENTI DI CIFRATURA PER CILINDRI E LUCCHETTI				CISA®					
Tipologia	Descrizione	Cifratura	H	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
						Tipo	Dim. Mano	File	Pers. Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> • Perno in ottone per cilindri e lucchetti con chiave art. 00401, 01310, 01320, 01330 • Salto chiave: 0,65 mm. 	1	5,20	0,305	1000	1	07551	01	0
		2	5,85	0,340	1000	1	07551	02	0
		3	6,50	0,370	1000	1	07551	03	0
		4	7,15	0,384	1000	1	07551	04	0
		5	7,80	0,430	1000	1	07551	05	0
		6	8,45	0,480	1000	1	07551	06	0
	<ul style="list-style-type: none"> • Perno in bronzo per cilindri e lucchetti con chiave art. 00500 e 00450 • Salto chiave: 0,5 mm. 	4,00	0,235	1000	1	07551	11	0	
		1	4,50	0,250	1000	1	07551	12	0
		2	5,00	0,250	1000	1	07551	13	0
		3	5,50	0,315	1000	1	07551	14	0
		4	6,00	0,330	1000	1	07551	15	0
		5	6,50	0,365	1000	1	07551	16	0
		6	7,00	0,400	1000	1	07551	17	0
	<ul style="list-style-type: none"> • Perno in ottone per cilindri C2000 con chiave art. 01070 • Salto chiave: 0,44 mm. 	1	5,20	0,305	1000	1	07551	01	0
		2	5,64	0,285	1000	1	07551	41	0
		3	6,07	0,330	1000	1	07551	42	0
		4	6,50	0,370	1000	1	07551	03	0
		5	6,94	0,365	1000	1	07551	43	0
		6	7,37	0,400	1000	1	07551	44	0
		7	7,80	0,430	1000	1	07551	05	0
		8	8,25	0,460	1000	1	07551	45	0



MODALITÀ FUNZIONAMENTO

CHIAVI PROFILO M&T

NON È CONSENTITA LA DUPLICAZIONE CHIAVI PER I CLIENTI

Il costo della duplicazione chiave a profilo riservato M&T si riferisce solo ed esclusivamente al costo da applicare per le chiavi aggiuntive necessarie per la lavorazione dell'impianto...

- Ogni impianto MK il cliente riceverà una tessera riportante il numero dell'impianto
- È consigliata l'archiviazione per eventuali ampliamenti d'impianto



- Ogni cilindro verrà fornito con una chiave e relativa etichetta per favorire l'installazione.....raccolgere indicazione accesso in fase di richiesta cliente



NOTE OPERATIVE

- Sistemi MK e GMK vengono sviluppati dalle aziende per poi essere realizzati nel nostro laboratorio
- Importante...**NON** si raccolgono dati cliente...indirizzo, nome, civico ecc.
- Il cliente riceve bolla/fattura con indicazione del costo lavorazione separato dal costo prodotto

Provvigioni

- Le medesime esistenti sui prodotti
- Nessuna provvigione su lavorazione

- Listino Laboratorio con indicazione dei prezzi per tipo di lavorazione
- Nessun sconto applicabile su detto listino
- Creata categoria e sottocategoria per monitoraggio risultati